



PRODUKTSPEZIFIKATION



Produkt: SALVEQUICK TEXTILPFLASTER
(WUNDSCHNELLEVERBAND)
Referenznummer: 6444



1. Allgemeine Beschreibung

Wundschnellverband in zwei Größen, mittelgroß und groß, in einer Refill-Pappverpackung. Die Refill-Verpackung passt in den Cederroth (Salvequick) Spender für Wundschnellverband.

Ein Wundschnellverband besteht aus einer Textil-Außenschicht mit einer ebenmäßigen Klebeschichtung. Zentral auf dem Verband ist ein absorbierendes Kissen befestigt. Auf der Klebeschicht befindet sich eine abziehbare Folie, die aus zwei sich teilweise überlappenden Teilen besteht. Beim Herausnehmen des Wundschnellverbandes aus der Verpackung bleibt ein Teil der abziehbaren Kunststoffolie darin zurück. Eine Hälfte des Verbandes kann nun mit nur einer Hand auf die Haut appliziert werden. Anschließend kann der andere Teil der abziehbaren Folie entfernt und der Wundschnellverband vollständig angebracht werden.

2. Verwendungszweck

Der Wundschnellverband dient als mechanische Barriere und zur Absorption von Exsudaten aus kleineren Wunden.

3. Technische Beschreibung

Produktabmessungen

Mittelgroß	Wundschnellverband:	72x19 mm
	Wundkissen:	24x19 mm
Groß	Wundschnellverband:	72x25 mm
	Wundkissen:	24x25 mm

Material

Außenschicht:	Elastisches, hautfarbenes Textilgewebe
Klebeschicht:	Hypoallergene Klebeschicht mit Schmelzklebstoffen (synthetischer Kautschuk mit Zinkoxid)
Wundkissen:	Trockenes Nadelvlies mit einer Wundkontaktschicht
Aufzulegende Schicht:	Einseitig silikonisiertes abziehbares Papier/Folie
Verpackung:	Kaltsiegel-Verpackung ohne Aufdruck



PRODUKTSPEZIFIKATION



4. Zusammensetzung

Refill

<u>Ref#</u>	<u>Produkt/Material</u>	<u>M.</u>
45164400	Mittelgroßer Textil-Wundschnellverband	24
45164401	Großer Textil-Wundschnellverband	16
Abmessungen (L x B x H) mm:		30 x 87 x 100

Konsumentenverpackung

Anzahl Refills in der Transportverpackung:	6
Abmessungen (L x B x H) mm:	100 x 150 x 90

Transportverpackung

Anzahl Konsumentenverpackungen in der Transportverpackung:	10
Abmessungen (L x B x H) cm:	520 x 160 x 190
Gewicht (kg):	2,5

5. Kennzeichnung

Produkt (Refill)

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer
Produktname, Referenznummer
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code
Symbole: CE, DO NOT REUSE, LOT, USE BY

Transportverpackung

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer, Webadresse
Produktname, Referenznummer
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code, Menge

Konsumentenverpackung

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer, Web- und E-Mail-Adresse
Produktname, Referenznummer
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code
Menge
Symbole: CE, LOT, USE BY

6. Lagerbedingungen

Das Produkt sollte zum höchstmöglichen Schutz bis zur Verwendung in der Originalverpackung gelagert werden.

Haltbarkeit: 5 Jahre ab Produktionsdatum

7. Zubehör

Folgendes Zubehör kann mit dem Produkt verwendet werden, ist aber nicht notwendig.

<u>Ref #</u>	<u>Produktname</u>
490700	Salvequick Pflasterspender



Genehmigt:

QA&RA Mgr

Digital unterzeichnet von QA&RA Mgr
DN: cn=QA&RA Mgr, o=Wound Care
Cederroth AB, ou, E-
Mail=firstaid@cederroth.com, c=SE
Datum: 22.12.2010 10:51:23 +01'00'