



PRODUKTSPEZIFIKATION



Produkt: SALVEQUICK KUNSTSTOFF-PFLASTER

(WUNDSCHNELLEVERBAND)

Referenznummer: 6036



1. Allgemeine Beschreibung

Wundschnellverband in zwei Größen, mittelgroß und groß, in einer Refill-Pappverpackung. Die Refill-Verpackung passt in den Cederroth (Salvequick) Spender für Wundschnellverband.

Ein Wundschnellverband besteht aus einer Außenschicht mit einer ebenmäßigen Klebebeschichtung. Zentral auf dem Verband ist ein absorbierendes Kissen befestigt. Auf der Klebeschicht befindet sich eine abziehbare Folie, die aus zwei sich teilweise überlappenden Teilen besteht. Beim Herausnehmen des Wundschnellverbands aus der Packung bleibt ein Teil der abziehbaren Kunststoffolie darin zurück. Eine Hälfte des Verbands kann nun mit nur einer Hand auf die Haut appliziert werden. Anschließend kann der andere Teil der abziehbaren Folie entfernt und der Wundschnellverband vollständig angebracht werden.

2. Verwendungszweck

Der Wundschnellverband dient als mechanische Barriere und zur Absorption von Exsudaten aus kleineren Wunden.

3. Technische Beschreibung

Produktabmessungen

Mittelgroß	Wundschnellverband:	72x19	mm
	Wundkissen:	24x19	mm
Groß	Wundschnellverband:	72x25	mm
	Wundkissen:	24x25	mm

Material

Außenschicht: Polyethylenfolie	Hautfarbene
Klebeschicht: Polyacrylat	Transparentes
Wundkissen:	Trockenes Nadelvlies mit Wundkontaktsc hicht
Aufzulegende Schicht: abziehbares Papier/Folie	Einseitig silikonisiertes
Verpackung: ohne Aufdruck	Kaltsiegel-Verpackung



PRODUKTSPEZIFIKATION



4. Zusammensetzung

Refill

<u>Ref#</u>	<u>Produkt/Material</u>	<u>M.</u>
45160330	Mittelgroßer Kunststoff-Wundschnellverband mit Aufsatz	27
45160331	Großes Kunststoff-Wundschnellverband mit Aufsatz	18
Abmessungen (L x B x H) mm:		30 x 87 x 100

Konsumentenverpackung

Anzahl Refills in der Transportverpackung:	6
Abmessungen (L x B x H) mm:	100 x 150 x 90

Transportverpackung

Anzahl Konsumentenverpackungen in der Transportverpackung:	10
Abmessungen (L x B x H) cm:	520 x 160 x 190
Gewicht (kg):	2,3

5. Kennzeichnung

Produkt (Refill)

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer
Produktname, Referenznummer
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code
Symbole: CE, DO NOT REUSE, LOT, USE BY

Transportverpackung

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer,
Webadresse
Produktname, Referenznummer
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code,
Menge

Konsumentenverpackung

Cederroth-Adresse, Telefon- und
Faxnummer, Web- und E-Mail-Adresse
Produktname, Referenznummer
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code
Menge
Symbole: CE, LOT, USE BY

6. Lagerbedingungen

Das Produkt sollte zum höchstmöglichen Schutz bis zur Verwendung in der Originalverpackung gelagert werden.

Haltbarkeit: 5 Jahre ab Produktionsdatum

7. Zubehör

Folgendes Zubehör kann mit dem Produkt verwendet werden, ist aber nicht notwendig.

<u>Ref #</u>	<u>Produktname</u>
490700	Salvequick Pflasterspende

Genehmigt:

QA&RA Mgr
Digital unterzeichnet von QA&RA Mgr
DN: cn=QA&RA Mgr, o=Wound Care
Cederroth AB, ou, E-
Mail=firstaid@cederroth.com, c=SE
Datum: 22.12.2010 10:46:49 +01'00'

